

Beatmungstuch

im Schlüsselanhänger




Im Notfall gut geschützt

Der Eigenschutz des Ersthelfers hat im Ernstfall höchste Priorität. Mit unserem HERZmed-Beatmungstuch können Sie sicher und ohne Eigengefährdung im Notfall lebenswichtige Erste Hilfe-Maßnahmen praktizieren. Versteckt in einer robusten Nylonschutztasche mit Schlüsselring, kann das Tuch bequem und diskret an einem Schlüsselbund oder Rucksack befestigt werden und ist somit immer griffbereit. Das Schutz Tuch wird bei den Beatmungsmaßnahmen im Rahmen einer Herz-Lungen-Wiederbelebung über dem Gesicht des Patienten fixiert und bildet somit eine Schutzbarriere zwischen diesem und dem Helfer, was die Kontakthemmschwelle mindert. Das ins Tuch eingearbeitete Ventil minimiert das Risiko einer Keimübertragung.

Eine auf dem Tuch mit aufgedruckte Bedienungsanleitung leitet leicht verständlich durch die einzelnen Schritte der Beatmungsmaßnahmen.

Detailansichten



Ventil



Schlüsselring



Aufgedruckte Anleitung



Highlights

- Sicherer Schutz vor Infektionsübertragung
- Minderung der Hemmschwelle durch Körperkontakt
- Immer griffbereit an Schlüsselbund, Rucksack, Tasche & Co.
- Handlich und klein
- Mit leichtverständlicher, aufgedruckter Bedienungsanleitung
- Individualisierbar mit Firmenlogo oder mit HERZmed-Logo
- Tasche verfügbar in acht unterschiedlichen, aufregenden Farben

Latexfrei

Das Beatmungstuch ist latexfrei. Die genauen Materialien können Sie den technischen Spezifikationen entnehmen.

Als Werbemittel geeignet

Mit diesem smarten Werbemittel liegen Sie sicher richtig und schaffen dabei obendrein noch Gutes. Bereits ab einer Auflage von 500 Stück.

Klettverschluss

Der Klett sorgt für ein sicheres Verschließen und schnelles Öffnen im Notfall.

Inklusive Anleitung

Die Anleitung ist direkt auf das Beatmungstuch bedruckt, um die Anwendung so effizient wie möglich zu gestalten.

Robust

Die Schutztasche besteht aus robusten Nylon Material und schützt das Beatmungstuch vor äußeren Schäden.

Immer dabei

Dank des handlichen Designs und Schlüsselrings ist das Notfalltuch immer dabei und einsatzbereit.



Im Detail

Der Schlüsselanhänger bietet die Möglichkeit im Notfall bei der Mund-zu-Mund-Beatmung den Eigenschutz des Ersthelfers zu sichern. Optimal verpackt in einer Nylon-Schutztasche kann dieser kleine Lebensretter überall mit hingenommen werden. Ein integriertes, flaches Ventil bietet dem Ersthelfer einen sicheren Hygiene-Schutz. Eine leichtverständliche Anleitung zur Herz-Lungen-Wiederbelebung mit Illustrationen finden Sie auf der Vorderseite der Beatmungsfolie.

Technische Spezifikationen

Größe:

Schutztasche: 50 x 50 x 10 mm (L x B x H)

Tuch, offen: 280 x 200 (L x B)

Tuch, geschlossen: 50 x 50 x 10 mm (L x B x H)

Gewicht:

Ca. 10 g

Farbgebung:

Siehe unten

Verpackung:

Einzeln in Schutztasche verpackt

Material:

Beatmungstuch: Polyvinylchlorid (PVC)


Ventil: Polyvinylchlorid (PVC)

Filtermedium: Hydrophobe Membran

Sterilität:

Nein

Bestellinformationen

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
HZ-6004	Schlüsselanhänger Grün, individuelles Logo	
HZ-6005	Schlüsselanhänger Rosa, individuelles Logo	
HZ-6006	Schlüsselanhänger Gelb, individuelles Logo	
HZ-6007	Schlüsselanhänger Rot, individuelles Logo	
HZ-6008	Schlüsselanhänger Weiß, individuelles Logo	
HZ-6009	Schlüsselanhänger Violett, individuelles Logo	
HZ-6010	Schlüsselanhänger Schwarz, individuelles Logo	
HZ-6011	Schlüsselanhänger Blau, individuelles Logo	
HZ-6023	Schlüsselanhänger Orange, individuelles Logo	

Individuelles Logo

Mindestabnahmemenge 1 VE = 500 Stück:


Individuell bedruckte Nylontasche der Beatmungstücher im Schlüsselanhänger ab einer VE von 500 Stück möglich.

Art.-Nr.	Beschreibung	Abbildung
HZ-6015	Schlüsselanhänger Blau, HERZmed Logo	
HZ-6016	Schlüsselanhänger Rot, HERZmed Logo	
HZ-6017	Schlüsselanhänger Schwarz, HERZmed Logo	

HERZmed Logo


Keine Mindestabnahmemenge erforderlich.

Bestellung und Beratung durch:



Scan for English version

herzmed.com/downloads



HERZmed GmbH

Herkulan-Schwaiger-Gasse 16
82487 Oberammergau

Tel.: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 0

Fax: +49 (0) 911 / 14 88 959 - 9

Mail: herzmed@herzmed.de

Web: www.herzmed.de

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter www.herzmed.de. Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter www.herzmed.de einsehen können.

