

# Rettungstuch

*EINWEG BLACK*



## Trägt mehr als nur Verantwortung

Das HERZmed Rettungstuch EINWEG eignet sich zum Transport von Personen aus unwegsamem Gelände oder schwer zugänglicher Umgebung. Es kann zum Beispiel im Rettungsdienst, durch die Feuerwehr oder Bergwacht etc. zum Einsatz kommen.

Lastgurte, die über Kreuz mit dem Tuch vernäht sind, verleihen hohe Stabilität. Das HERZmed Rettungstuch EINWEG dient sowohl dem Sitzend- als auch dem Liegend-Transport von Patienten, wobei diese wie in eine Tragetasche eingehüllt befördert werden.

Das HERZmed Rettungstuch EINWEG ist aus doppelseitig mit PVC beschichtetem Hochfest-Polyestergewebe hergestellt. Die Lastgurte sind aus gewobenem Polyester mit PE Kunststoffschlauch ummantelt.

## Details



**Zusätzlicher Schutz durch Kopfteil**



**und Fußsack**



**doppelt PVC beschichtete Polyester-Planen-Material**

## Highlights

- Mit Fußsack und Kopfschutz
- Wasserresistentes und strapazierfähiges PVC beschichtete Polyester-Planen-Material
- 10/14 Handgriffe
- Größe der Liegefläche: L 200 cm x 80 cm  
Größe der Liegefläche: XL 200 cm x 98 cm
- Tragekraft L 200 kg oder XL 250 kg
- Rettungstuch entspricht der DIN EN 1865
- Auch als Rettungssitz einsetzbar

## Leicht und kompakt

Platzsparenden und geringes Gewicht.

## Kopfteil

Eingearbeitetes Kopfteil zum Schutz.

## Hohe Tragkraft

Tragkraft von bis zu  
L = 200 kg  
XL = 250 kg

## Größe L 10 / XL14 Tragegurte

Die Tragegurte aus gewobenes Polyester Material mit PE Kunststoffschlauch ummantelt.

## Große Liegefläche

Version L = 200 x 80 cm  
Version XL = 200 x 98 cm.

## Fußsack

Durch den Fußsack ist der Patient vom Herausrutschen gesichert.

## Strapazierfähig

Aus strapazierfähigem doppelseitig mit PVC beschichtetem Hochfest-Polyestergewebe. Flüssigkeitsundurchlässig und 100 % röntgentransparent.

## Vielseitig einsetzbar

Lastgurte, die über Kreuz mit dem Tuch vernäht sind, verleihen hohe Stabilität. Das HERZmed Rettungstuch EINWEG dient sowohl dem Sitzend- als auch dem Liegend-Transport von Patienten, wobei diese wie in eine Tragetasche eingehüllt befördert werden. Entsorgung: In normalem Hausmüll als Restmüll.

### Erhältlich in:

#### Größe L



#### Größe XL



## Technische Daten

### Größe:

Version L = 200 x 80 cm  
Version XL = 200 x 98 cm

### Tragkraft:

Version L = 200 kg  
Version XL = 250 kg

**Farbe:** Schwarz

### Verpackung:

Einzel in transparenter Folie verpackt

### Steril:

Nein

### Lagerung:

Trocken aufbewahren

### Entsorgung:

In normalem Hausmüll als Restmüll



### Material:

Liegefläche:

Aus strapazierfähigem doppelseitig mit PVC beschichtetem Hochfest-Polyestergewebe. Flüssigkeitsundurchlässig und 100 % röntgen-transparent.

Tragegurte aus Strapazierfähigem gewobenes Polyester mit PE Kunststoffschlauch ummantelt.

## Bestell Information

Art.-No.	Description	Image
190458	Einweg-Rettungstuch BLACK L	
190459	Einweg-Rettungstuch BLACK XL	

## Bestellung und Beratung:

**Vertrieb/Sales Office:**  
HERZmed GmbH  
Rottenbacher Straße 9  
82497 Unterammergau

**Tel.:** +49 (0) 8822 824 0002  
**Fax:** +49 (0) 8822 824 0006

**Verwaltung/Managment:**  
HERZmed GmbH  
Herkulan-Schwaiger-Gasse 16  
82487 Oberammergau

**Mail:** herzmed@herzmed.de  
**Web:** www.herzmed.com

Die dargestellten Produkte sind nur ein Auszug unseres Produktsortimentes. Genaue Details und Produktinformationen erhalten Sie auf Anfrage oder unter [www.herzmed.de](http://www.herzmed.de). Alle mit einem Stern gekennzeichneten Preise verstehen sich zzgl. gesetzlicher MwSt. Alle verwendeten Markennamen bleiben Eigentum des jeweiligen Markeninhabers. Für Irrtümer, mögliche Druckfehler und Farbabweichungen übernehmen wir keine Haftung. Es gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen, welche Sie ebenfalls unter [www.herzmed.de](http://www.herzmed.de) einsehen können.

